

ALICE®




K-DRAHT-ZANGE

ALICE®: erleichtert das Entfernen von knochenbündig abgesetzten K-Drähten durch extrem starke Kraftausübung an der Maulspitze der Zange; ist geeignet für K-Drähte von 0,8 bis 2,0 mm; schneidet K-Drähte bis 1,2 mm Durchmesser; Material: Edelstahl; Länge: 17,5 cm, Gewicht: 110 g

Katalog-Nr. ALICE S+



Beispiele am Kunstknochen mit K-Drähten von nur 1-2 mm Höhe über dem Knochenansatz



Zusatzfeature:

Schneiden von K-Drähten bis zu einem Durchmesser von 1,2 mm



Hersteller:
AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91125 Palaiseau Cedex
Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:
AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Kasernenstr. 21 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de



