


CHIROBLOC® 3

Die Alternative zur herkömmlichen Bleihand



- Besteht aus einem biokompatiblen Verbundmaterial (Metall-Legierung mit Siliconbeschichtung)
- Ist durchlässig für Röntgenstrahlen
- Verursacht keine Verunreinigung von OP-Handschuhen
- Handgelenk-Fixierband (zwei Fixiermöglichkeiten: für Erwachsene und Kinder)
- 5 ForgetMeNot®-Bänder zum Fixieren der Finger
- optional: Ballast (Edelstahlplatte) zum Beschweren
- Maße: Höhe (Handgelenk-Fingerspitze): 26,5 cm / max. Breite: 30,0 cm
- Gewicht Chirobloc®: 0,27 kg / Gewicht Ballast: 0,725 kg
- 1 Jahr Garantie

Bestellnummern:

CB3	<i>Chirobloc®3 inkl. Fixierband und 5 ForgetMeNot®-Bändern</i>
CB3/CBL	<i>Chirobloc®3 inkl. Fixierband, 5 ForgetMeNot®-Bändern und Ballastplatte aus Edelstahl</i>
FMN2B.Y	<i>ForgetMeNot®-Ersatzbänder, gelb (10 Stück)</i>

Hersteller:


AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91125 Palaiseau Cedex, Frankreich



Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Kasernenstr. 21 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

CHIROBLOC® 3 in der Anwendung



Dr. Livernaux, Straßburg/Frankreich: Chirobloc®3 & Mini-open CTR



Dr. Fontes, Paris/Frankreich: Chirobloc®3 & Endoscopic CTR

Hersteller:

AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91125 Palaiseau Cedex, Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Kasernenstr. 21 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

