




## K-DRAHT-ZANGE

**ALICE®:** erleichtert das Entfernen von knochenbündig abgesetzten K-Drähten durch extrem starke Kraftausübung an der Maulspitze der Zange; ist geeignet für K-Drähte von 0,8 bis 2,0 mm; Material: Edelstahl; Länge: 17,5 cm, Gewicht: 110 g

**Katalog-Nr. ALICE S**



*Beispiele am Kunstknochen mit K-Drähten von nur 1-2 mm Höhe über dem Knochenansatz*



**Hersteller:**  
AREX® sarl  
3, Allée du Clos Tonnerre  
91125 Palaiseau Cedex, Frankreich

CE 0499

**Vertrieb in Deutschland:**  
AMT Aromando Medizintechnik GmbH  
Kasernenstr. 21 40213 Düsseldorf  
Tel. 0211 / 862 999 0  
Email: info@amt-med.de

