


Biover® Gefäßklammern

mit konstant kalibriertem Klemmdruck



Die BIOVER® Gefäßklammern sind Präzisionsinstrumente und wurden unter der Anleitung zahlreicher international bekannter Chirurgen entwickelt und zeichnen sich wie folgt aus:

- steriles Produkt zum Einmalgebrauch
- Höchste Qualität aus Stainless-Steel und Polycarbonat
- Garantiert exakt kalibrierter Klemmdruck
- Maul der Klammer mit atraumatischen Mikrozähnen
- Lieferung in Boxen zu 10 Stück, jede einzelne Klammer ist steril verpackt
- exzellenter Farbkontrast, keine Lichtreflexion
- farblich kodiert: gelb für Arterien, grün für Venen
- Die Gefäßklammern sind in 2 Ausführungen (einfach oder doppelt) und in drei (für Arterien) und vier (für Venen) Größen verfügbar, welche sich nach dem Gefäßdurchmesser richten:

lieferbare Größen siehe Seite 2

Bestell-Informationen

- für Arterien (gelb):

- Ø kleiner als 1 mm TKS
- Ø 1 bis 2 mm TKM
- Ø bis zu 4 mm TKL

- für Venen (grün):

- Ø 0.2 bis 1 mm TKFV
- Ø kleiner als 1 mm TKSV
- Ø 1 bis 2 mm TKMV
- Ø grösser als 2 mm TKLV






Abb. in Originalgröße

Grösse/Kat.-Nr.	A	B	C	D	Gewicht	Pressdruck pro mm ²
Arterien (gelbe Klammern)						
TKS-1	10.0 mm	4.5 mm	2.5 mm		0.06 g	40 g
TKS-2				~ 7.5 mm	0.13 g	
TKM-1	11.5 mm	5.5 mm	3.0 mm		0.12 g	60 g
TKM-2				~12.5 mm	0.25 g	
TKL-1	15.0 mm	6.5 mm	3.5 mm		0.25 g	120 g
TKL-2				~15.0 mm	0.50 g	
Venen (grüne Klammern)						
TKFV-1	7.0 mm	4.0 mm	2.3 mm		0.03 g	15 g
TKFV-2				~8.0 mm	0.06 g	
TKSV-1	10.0 mm	4.5 mm	2.5 mm		0.06 g	20 g
TKSV-2				~7.5 mm	0.13 g	
TKMV-1	11.5 mm	5.5 mm	3.0 mm		0.12 g	30 g
TKMV-2				~12.5 mm	0.25 g	
TKLV-1	15.0 mm	6.5 mm	3.5 mm		0.25 g	40 g
TKLV-2				~15.0 mm	0.50 g	

Lieferkonditionen:

- Einzel- und Doppel-Klammern sind steril verpackt und gebrauchsfertig.
- Lieferung: Eine Schachtel enthält 10 Einzel-Klammern oder 10 Doppel-Klammern eines Typs.
- Jeder Typ Klammern hat eine verschieden farbige Verpackung und ist deshalb leicht identifizierbar.
- Verbesserungen jeglicher Art können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Warnung:

Die Biover® Gefäßklammern dürfen nicht im Bereich des zentralen Nervensystems und des zentralen Kreislaufsystems verwendet werden.

Hersteller:

Biover AG
Müliweg 2
6052 Hergiswil NW, Schweiz

CE 0123

Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Kasernenstr. 21 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

