


Silicon-Schläuche



- Präzisions-Schläuche aus hochwertig reinem Siliconelastomer
- in 16 Abmessungen für viele Verwendungszwecke auch in Klinik und Labor
- unsteril
- Lieferung auf 15 m Rollen
- unter Umständen Validierung durch den Anwender notwendig
- auf Wunsch Analysen- und Sicherheitszertifikate verfügbar

ID x AD mm	ID x AD "	Katalog-Nr.
0,30 x 0,64 mm	0,012 x 0,025"	A M T - 1100
0,51 x 0,94 mm	0,020 x 0,037"	A M T - 1105
0,64 x 1,19 mm	0,025 x 0,047"	A M T - 1110
0,76 x 1,65 mm	0,030 x 0,065"	A M T - 1120
1,02 x 2,16 mm	0,040 x 0,085"	A M T - 1125
1,47 x 1,96 mm	0,058 x 0,077"	A M T - 1130
1,57 x 2,41 mm	0,062 x 0,095"	A M T - 1135
1,57 x 3,18 mm	0,062 x 0,125"	A M T - 1140
1,98 x 3,18 mm	0,078 x 0,125"	A M T - 1145
2,64 x 4,88 mm	0,104 x 0,192"	A M T - 1150
3,35 x 4,65 mm	0,132 x 0,183"	A M T - 1155
3,18 x 6,35 mm	0,125 x 0,250"	A M T - 1160
4,76 x 7,95 mm	0,188 x 0,312"	A M T - 1165
4,76 x 9,53 mm	0,188 x 0,375"	A M T - 1170
6,35 x 9,53 mm	0,250 x 0,375"	A M T - 1175
6,40 x 11,10 mm	0,250 x 0,438"	A M T - 1180