



K-DRAHT-ZANGE

ALICE®: erleichtert das Entfernen von knochenbündig abgesetzten K-Drähten durch extrem starke Kraftausübung an der Maulspitze der Zange; ist geeignet für K-Drähte von 0,8 bis 2,0 mm; schneidet K-Drähte bis 1,2 mm Durchmesser; Material: Edelstahl; Länge: 17,5 cm, Gewicht: 110 g

Katalog-Nr. ALICE S+



Beispiele am Kunstknochen mit K-Drähten von nur 1-2 mm Höhe über dem Knochenansatz



Zusatzfeature:

Schneiden von K-Drähten bis zu einem Durchmesser von 1,2 mm



Hersteller:

AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau
Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 03371 -61 94 58 oder Tel. 0211 /
862 999 0 Fax: 0211-862 999 29
Email: info@amt-med.de

