


CHIROBLOC® 3

Die Alternative zur herkömmlichen Bleihand



- Besteht aus einem biokompatiblen Verbundmaterial (Metall-Legierung mit Siliconbeschichtung)
- Ist durchlässig für Röntgenstrahlen
- Verursacht keine Verunreinigung von OP-Handschuhen
- Handgelenk-Fixierband (zwei Fixiermöglichkeiten: für Erwachsene und Kinder)
- 5 ForgetMeNot®-Bänder zum Fixieren der Finger
- optional: Ballast (Edelstahlplatte) zum Beschweren
- Maße: Höhe (Handgelenk-Fingerspitze): 26,5 cm / max. Breite: 30,0 cm
- Gewicht Chirobloc®: 0,27 kg / Gewicht Ballast: 0,725 kg
- 1 Jahr Garantie

Bestellnummern:

- CB3** *Chirobloc®3 inkl. Fixierband und 5 RING®-Bändern*
- CB3/CBL** *Chirobloc®3 inkl. Fixierband, 5 RING®-Bändern und Ballastplatte aus Edelstahl*
- RING** *RING®-Ersatzbänder, gelb (10 Stück)*

Hersteller:


AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau, Frankreich



Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

CHIROBLOC® 3 in der Anwendung



Dr. Livernaux, Straßburg/Frankreich: Chirobloc®3 & Mini-open CTR



Dr. Fontes, Paris/Frankreich: Chirobloc®3 & Endoscopic CTR

Hersteller:
AREX® sarl
3, Allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau, Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:
AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 0211 / 862 999 0 info@amt-med.de

