

Fingerkappen und Schlauchbandagen

Das patentierte Polymer-Gel von SILIPOS® ist elastisch und formstabil, absorbiert Druck und Stoß, schützt vor Reibung und spendet der Haut gleichzeitig Feuchtigkeit.

Fingerkappen

Die stoffüberzogene Gel-Fingerkappe schützt Operationsnarben, hat eine leichte Kompressionswirkung und empfiehlt sich auch für teilamputierte Finger (Zehen).



10195 Größe Mini, ribbed

10205 Größe S/M, ribbed

10206 Größe L/XL, ribbed

10207 Größe XXL, ribbed

10235 Größe S/M, mesh




Schlauchbandagen



Die Schlauchbandagen sind in der Länge beliebig zuschneidbar. Sie sorgen für den Rundumschutz von Fingern und Zehen.

10855 schmal, mesh

10875 mittel, ribbed



Fingerkappen und Schlauchbandagen sind mit zwei unterschiedlichen Stoffbezügen erhältlich:

ribbed (links oben) bietet eine sanfte Kompression in Abhängigkeit von der gewählten Größe.

mesh (links unten) ist das elastischere Material von beiden.

Katalog-Nr.	Stückzahl/VE	Länge	Breite, flach	Umfang	Umfang gedehnt
10195	6	6,3 cm	1,5 cm	3,8 cm	6,3 cm
10205	6	6,3 cm	1,9 cm	4,7 cm	7,6 cm
10206	6	6,3 cm	2,5 cm	6,3 cm	9,5 cm
10207	6	6,3 cm	2,5 cm	7,6 cm	11,4 cm
10235	8	6,3 cm	1,9 cm	4,1 cm	7,6 cm
10855	3	15,2 cm	1,9 cm	4,4 cm	6,9 cm
10875	2	15,2 cm	2,8 cm	6,3 cm	10,7 cm

Hersteller:

SILIPOS® Inc.
7049 Williams Road
Niagara Falls, NY 14304-3731, USA



Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

