

# Das System HK2®

## Externe K\*-Draht Fixation



### Seit mehreren Jahren in Frankreich erfolgreich im Einsatz

Mit dem System HK2 können komplexe Handverletzungen in den Bereichen Finger, Mittelhand und distalem Radius optimal stabilisiert werden.

**Mit der Spezial-Zange HK2 sind drei Funktionen mit einem Instrument ausführbar: Biegen, Schneiden und Verpressen.**

### Maillet Finger

Dr. Stéphanie Gouzou,  
Hôpital Universitaire  
de Strasbourg – France



Die Zange HK2 wurde speziell für die Anwendung des Systems HK2 vom französischen Hersteller AREX® entwickelt und ist in Deutschland, zusammen mit den anderen HK2-Systemkomponenten über AMT AROMANDO MEDIZINTECHNIK zu beziehen.

*\*K-Draht: benannt nach dessen Erfinder, dem Mediziner und Chirurgen Martin Kirschner (\* 28. Oktober 1879 in Breslau; † 30. August 1942 in Heidelberg)*



### Biegen:

Mit wenigen Handgriffen werden die „Kirschner“-Drähte präzise geformt.

### Schneiden:

Die saubere, gratfreie Schnittfläche erspart aufwändiges Säubern.

### Verpressen der Verbinder:

Die Hebelwirkung der HK2-Zange gewährleistet den erforderlichen Anpressdruck.

# Das System HK2®

## Drähte und Konnektoren



Für die Einzelanwendung werden jeweils 2 Drähte in gewünschtem Durchmesser sowie 1 Konnektor benötigt.

Die Sortimente sind erhältlich als 10er-Packung, unsteril (insgesamt 20 Drähte und 10 dazu passende Konnektoren).

\*Die K-Drähte sind ohne und mit Teilgewinde (ca. 6 mm) erhältlich.

**HK212  
und HK212F\***  
Ø 1,2 mm

*zur Anwendung  
im Bereich Handwurzel  
und Fingerglied*



**HK215  
und HK215F**  
Ø 1,5 mm

*zur Anwendung  
im Bereich Handwurzel,  
Mittelhand und  
Fingerglied*



**HK218  
und HK218F**  
Ø 1,8 mm

*zur Anwendung  
bei distalem Radius  
und Mittelhand*




**AMT Aromando  
Medizintechnik  
GmbH**




### **Distale Radiusfraktur**

Dr. Gérard Hoel,  
Hôpital Universitaire de  
St Denis – Île de la Réunion



### **Metakarpal Basisfraktur**

Pr. Philippe Liverneaux,  
Hôpital Universitaire  
de Strasbourg



## Anwendungsbeispiele


# Das System HK2®

## Externe K-Draht Fixation




### **Bennet Fraktur**

Pr. Philippe Liverneaux,  
Hôpital Universitaire  
de Strasbourg



### **Köpfchenfraktur des 5. Metakarpalknochens**

Pr. Philippe Liverneaux,  
Hôpital Universitaire  
de Strasbourg



**AMT Aromando  
Medizintechnik  
GmbH**



Galmer Str. 14  
D-14943 Luckenwalde  
Tel. 03371-61 94 58  
Fax: 03371 - 61 94 59  
Mail: [info@amt-med.de](mailto:info@amt-med.de)  
Web: [www.amt-med.de](http://www.amt-med.de)