

FingerFix™



Mini-Fixateur und optionales Zubehör

Um mit FingerFix™ dem dynamischen intradigitalen Mini-Fixateur, optimale Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt die Herstellerfirma ASKORN, das speziell auf den FingerFix™ abgestimmte Zubehör zu verwenden.

Im Einzelnen setzt sich das System aus folgenden Komponenten zusammen:




FingerFix™

Mini-Fixateur, unsteril
zum Einmalgebrauch

Katalog-Nr. 0233-01-00

Preis: siehe Preisliste



Bohrlehre (Drill Guide)

zum parallelen Setzen
der K-Drähte des FingerFix™
(für den Einmalgebrauch)

in der FingerFix™ Setpackung
enthalten



FingerFix™- Zange

biegt und schneidet K-Drähte
bis 1,6 mm Durchmesser,
quetscht die Schutzkappen
des FingerFix™

Katalog-Nr. 0227 01 00

Preis: siehe Preisliste

Hersteller:

ASKORN MEDICAL
44C, rue de Bray
F-35510 Cesson Sévigné Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 03371 /61 94 58 u. 0211/862 9990
Email: info@amt-med.de

