


K-DRAHT-ZANGE

ALIX®: erleichtert das Entfernen von knochenbündig abgesetzten K-Drähten durch extrem starke Kraftausübung an der Maulspitze der Zange; ist geeignet für K-Drähte von 0,8 bis 2,0 mm; schneidet K-Drähte bis 1,2 mm Durchmesser; Material: Edelstahl; Länge: 17,5 cm, Gewicht: 110 g

Katalog-Nr. 0227 01 00



Beispiele am Kunstknochen mit K-Drähten von nur 1-2 mm Höhe über dem Knochenansatz



Zusatzfeature:

Schneiden von K-Drähten bis zu einem Durchmesser von 1,2 mm



Hersteller:
ASKORN MEDICAL
44C, rue de Bray
F-35510 Cesson Sévigné
Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:
AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 03371/ 61 94 58 u. 0211 /862 9990
Email: info@amt-med.de



