


Instrumententasche zur Sterilisation




SteriliBox™ ist eine einteilige Siliconmatte, die sich im Handumdrehen zum Steribehälter verwandeln lässt, das Ihre chirurgischen Instrumente sicher transportiert und verwahrt.




Technische Daten


- Nutzbare Fläche: 100 x 195 x 20 mm
- Gesamtmaße: 115 x 215 x 28 mm
- platinvernetztes Siliconelastomer
- Härtegrad: 70 Shore A
- Siliconelastomer nach USP VI & ISO 10993
- Farbanteil: weniger als 1% (FDA zugelassen)

Verfügbar in einer breiten Farbpalette





Das Innere von der *SteriliBox*™ ist mit Silicon Spikes ausgestattet. Die Spikes sind biegsam, sie befinden sich auf beiden Innenseiten der Tasche und verhindern ein Herausfallen der Instrumente.



Katalog-Nr.	Farbe
0230 01 04	SteriliBox™ BN, dunkelblau
0230 01 05	SteriliBox™ JA, gelb
0230 01 03	SteriliBox™ OR, orange
0230 01 06	SteriliBox™ RO, rot
0230 01 01	SteriliBox™ RF, rosa
0230 01 07	SteriliBox™ GR, grau
0230 01 08	SteriliBox™ VT, dunkelgrün
0230 01 02	SteriliBox™ VA, hellgrün
0230 01 09	SteriliBox™ NO, schwarz
0230 01 10	SteriliBox™ BL, hellblau

Hersteller:

ASKORN MEDICAL
44C, rue de Bray
F-35510 Cesson Sévigné, Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel.03371 / 61 84 58 u. 0211 /862 9990
Email: info@amt-med.de

