


KiroFix™ - medium

Die Alternative zur herkömmlichen Bleihand



- Besteht aus einem biokompatiblen Verbundmaterial (Metall-Legierung mit Siliconbeschichtung)
- Ist durchlässig für Röntgenstrahlen
- Verursacht keine Verunreinigung von OP-Handschuhen
- Handgelenk-Fixierband (zwei Fixiermöglichkeiten: für Erwachsene und Kinder)
- 5 Ringe zum Fixieren der Finger
- optional: Ballast (Edelstahlplatte) zum Beschweren
- Maße: Höhe (Handgelenk-Fingerspitze): 26,5 cm / max. Breite: 30,0 cm
- Gewicht KiroFix™: 0,27 kg / Gewicht Ballast: 0,725 kg
- 1 Jahr Garantie

Bestellnummern:

0226 03 00 KiroFix™ inkl. Fixierband und 5 Ringe

0226 04 00 Ballastplatte aus Edelstahl

0226 05 00 Ersatz-Ringe, gelb (1 VE = 10 Stück)

0226 06 00 Ersatz-Fixierband, blau (1 VE = 1 Stück)

Hersteller:


ASKORN MEDICAL
44C, rue de Bray
F-35510 Cesson Sévigné
Frankreich



Vertrieb in Deutschland:

AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 03371 61 94 58 u. 0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

KiroFix™ in der Anwendung mit ForgetMeNot



Dr. Livernaux, Straßburg/Frankreich: KiroFix™ & Mini-open CTR



Dr. Fontes, Paris/Frankreich: KiroFix™ & Endoscopic CTR

Hersteller:
ASKORN MEDICAL
44C, rue de Bray
F-35510 Cesson Sévigné
Frankreich

CE 0459

Vertrieb in Deutschland:
AMT Aromando Medizintechnik GmbH
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde
Tel. 03371/ 61 94 58 u.0211 / 862 999 0
Email: info@amt-med.de

